


# MATELAS GAUFRIER

## **APLOT** Monobloc et 3 parties Monoportance



### MATELAS GAUFRIER MOULÉ EN MOUSSE HR ZYPREX™


- **Efficacité** : grande mobilité des plots.
- **Ergonomie** : les 4 pans coupés facilitent la mise en place de la potence et les différentes formes de panneaux de lit.
- **Confort** : plots moulés, de surface lisse, aux bords arrondis non traumatisants.
- **Diversité** : version monobloc ou 3 parties selon le besoin.



## Matelas de type gaufrier moulé en mousse HR Zyprex™

### Ergonomique :

- 4 pans coupés.
- Plus d'espace pour la potence.
- Compatible avec tous les types de panneaux de lit.




### Sécurité :

- Hauteur compatible avec les barrières de lit.

### Efficacité :

- Réduction du cisaillement des tissus par la mobilité des plots.
- Grande mobilité des plots dans les 3 dimensions pour réduire le risque de cisaillement de la peau et des tissus sous-jacents.




### APLOT, 3 VERSIONS

#### Monobloc



Conformabilité aux plicatures du sommier.

#### Monobloc comprimé



#### 3 Parties



Faible encombrement.

### PALETTE BOX

- **Pratique** : les matelas sont prêts à l'emploi.
- **Écologique** : réduit volume des déchets.




### ROULÉ COMPRIMÉ (RC)



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE SELON PRÉSENTATION ET CONDITIONNEMENT			DIMENSIONS	POIDS PATIENT	NORMES FEU
	CARTON	PALETTE BOX	ROULÉ COMPRIMÉ (RC)			
<b>APLOT Monobloc pans coupés, alèse Dermalon FR*</b>	VA103MB14	VA103MB14-BOX (par 10)	VA103MB14RC1 (unitaire) VA103MB14RC (par 5)	195 x 85 x 14 cm	40 à 120 kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 classe D
<b>APLOT Monobloc pans coupés, housse intégrale Promust PU*</b>	VA103MB14/HIP	VA103MB14/HIP-BOX (par 10)	—			EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 classe D
<b>APLOT Monobloc pans coupés, housse intégrale Promust PU HD*</b>	VA103MB14/HIPH	VA103MB14/HIPH-BOX (par 10)	—			EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 classe D
<b>APLOT 3 Parties alèse Dermalon FR*</b>	VA103	—	—	195 x 88 x 17 cm	40 à 120 kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 classe D
<b>APLOT 3 Parties*</b>	VA103C	—	—			Selon type de housse choisi

\*Voir le tableau de correspondance des protections aux pages 30-31.

Entretien : Dermalon FR  ≤1000ppm

Entretien : Promust PU (HD)   ≤5000ppm    

**ASKLÉSANTÉ**

ASKLÉ SANTÉ Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 France  
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 28 – E-mail : contact@askle.com

[www.askle.com](http://www.askle.com)

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, ASKLÉ SANTÉ se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.

**Garantie 1 an.**

**ASKLÉSANTÉ**